




Doskonałe rozwiązanie dla oznaczeń chemii klinicznej

Troska o pacjenta jest główną przyczyną prowadzenia testów klinicznych w związku z czym firma Randox stworzyła serie analizatorów chemicznych wysokiej jakości- seria RX przeznaczona jest do wykonywania testów metodami automatycznymi lub pół-automatycznymi. Analizatory serii RX funkcjonują już w ponad 120 krajach znajdując się w różnego rodzaju placówkach: Laboratoriach klinicznych, Laboratoriach Szpitalnych, Uniwersytetach oraz Instytutach Edukacyjnych, Laboratoriach badawczych, Laboratoriach Weterynaryjnych oraz Laboratoriach Żywności.

Analizatory serii RX łączą solidną konstrukcję, intuicyjne oprogramowanie, z przoduującym na świecie menu testowym, w skład którego wchodzi rutynowe parametry chemiczne, białka specyficzne, lipidy, leki, narkotyki, antyoksydanty oraz testy na cukrzycę. Znane ze swojej jakości oraz solidności, analizatory serii RX mają jedno z najbardziej rozbudowanych menu testowych na rynku co pozwala na znaczną redukcję kosztów wskutek konsolidacji rutynowych oraz specjalistycznych testów na jednej platformie. To rozległe i wyspecjalizowane menu wysokiej jakości odczynników zapewnia wysokiej jakości diagnostykę oraz precyzję i dokładność, redukując potrzebę kosztownych re-testów oraz błędnych rozpoznań oferując wiarygodne wyniki.

Analizator RX misano

Analizator RX misano jest wysoko wydajnym, pół-automatycznym analizatorem biochemicznym o zwiększonej funkcjonalności, korzystającym z najnowszych rozwiązań technologicznych. Jest w stanie generować precyzyjne wyniki przy zachowaniu wysokich standardów oraz konkurencyjnych cen. RX misano może być stosowany w różnego rodzaju placówkach takich jak laboratoria kliniczne, weterynaryjne czy naukowe. Szerokie menu testowe stwarza okazję do konsolidacji, co w połączeniu z zaawansowanymi rozwiązaniami w obszarze QC pozwoli laboratorium na oszczędność czasu i pieniędzy każdego dnia.



Analizator RX monaco

Analizator RX Monaco jest w pełni zautomatyzowanym analizatorem biochemicznym o swobodnym dostępie przeznaczonym do wykonywania rutynowych i specjalistycznych testów oraz do materiałów przekazywanych do wykonania w trybie „cito”. Przy optymalnej konfiguracji RX Monaco wykonuje 170 testów fotometrycznych na godzinę, co jest dobrym i korzystnym cenowo rozwiązaniem dla małych i średnich laboratoriów. RX Monaco, łączy solidny sprzęt i intuicyjne oprogramowanie z przoduującym na rynku światowym menu testowym serii RX w celu uzyskania jak najlepszej wydajności.



Analizator RX daytona+

Analizator RX Daytona + jest w pełni zautomatyzowanym analizatorem biochemicznym o dostępie swobodnym, który jest w stanie wykonać 270 testów fotometrycznych na godzinę, lub 450 testów na godzinę (łącznie z ISE). Jako najbardziej zróżnicowany analizator w swojej klasie, łączy solidny sprzęt i intuicyjne oprogramowanie z przoduującym na rynku światowym menu testowym serii RX w skład, którego wchodzi wykonywanie testów rutynowych, specjalistycznych oraz możliwością wykonania materiałów przekazywanych w trybie „cito”; w celu uzyskania jak najlepszej wydajności.




Analizator RX imola

Analizator RX Imola jest w pełni zautomatyzowanym systemem o dostępie swobodnym, zdolnym do przetwarzania próbek w trybie „cito”. Może wykonać 400 testów fotometrycznych na godzinę lub 560 testów na godzinę (łącznie z ISE) podwyższając poziom produktywności oraz oszczędzając czas. RX Imola jest cenowo korzystnym systemem, który dostarcza wyniki z zachowaniem wysokich standardów. Jest w stanie sprostać wymaganiom przepustowości dużych i średnich placówek oraz pozwala na wykonanie kompleksowych testów przy relatywnie małym nakładzie środków.



Analizator RX modena

Analizator RX Modena jest wysokopojemnościowym, wolnostojącym, w pełni zautomatyzowanym analizatorem biochemicznym, który może zrewolucjonizować pracę w laboratorium i znacznie ułatwić proces diagnozowania. Wyposażony jest w nowoczesny, dotykowy ekran z interfejsem opartym na czytelnych symbolach. Może wykonać aż do 1 200 testów na godzinę i oferuje w tym unikalną możliwość wykonania testu na HbA1c. RX Modena jest odpowiedzią na wszystkie wymagania dotyczące testów, łącząc wszystkie funkcje na jednej intuicyjnej platformie, oferując gotowe rozwiązania dla dużych, wielodyscyplinarnych laboratoriów.



RANDOX



+48 (0) 22 862 1080 • therxseries@randox.com • www.randox.com/rxseries-pl

Dostępność produktów może różnić się w zależności od kraju.
W celu uzyskania informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Randox